

Pioltello, 22 luglio 2024

Spettabile
AO S. PIO BENEVENTO

Ns. Rif. 43808/ Paola Girardello tel: 0238584145 e-mail: ufficiogare@solventum.com pec: 3m-healthcare-ufficiogare@legalmail.it

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA

La sottoscritta Gaia Righetti, nata a Milano il 29 novembre 1973 e residente a Masate (MI) in Via Roma 3, Codice Fiscale n. RGHGAI73S69F205Y, in qualità di procuratore della 3M Healthcare Italy srl, con domicilio legale ed uffici amministrativi in Pioltello (MI) - Via Norberto Bobbio n. 21 - Codice Fiscale n. 12933300969 - Partita IVA n. IT12933300969,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e di accettare le condizioni di cui alla Vs. lettera d'invito. Sottopone infine, in allegato la migliore offerta, relativa ai prodotti di Vs. interesse.

Le confezioni di vendita rappresentano l'unità di vendita non frazionabile.
Vogliate prendere nota che le nostre norme generali di vendita sono:

Prezzi	comprensivi di ogni onere e spesa, I.V.A. esclusa (a Vs. carico)
Consegna	Purtroppo in questo momento non possiamo assicurare la consegna entro 15 gg. come da Voi richiesto. Vi invitiamo, prima dell'emissione dell'ordine, a contattare direttamente il nostro servizio alla clientela al nr. 02.94759156, per verificare i tempi di arrivo del prodotto.
Pagamento	Vs. solito
Valore minimo per ordine	euro 500,00 (I.V.A. esclusa)
Validità dell'offerta	fino a comunicazione del nuovo prezzo (min. 12 mesi)

Eventuali contestazioni per colli danneggiati o mancanti potranno essere accettate, solo se segnalate all'atto del ricevimento della merce, mediante apposizione di riserva dettagliata direttamente sul documento di trasporto. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1495 del Codice Civile per i vizi, qualsiasi ulteriore non conformità della merce ai documenti di trasporto, dovrà essere segnalata a 3M mediante specifico reclamo entro e non oltre 8 giorni dalla consegna.

3M emette le fatture al momento della spedizione della merce, momento impositivo ai fini IVA, e questa procedura viene effettuata per tutti i clienti.

Antonio
de

L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

3M HEALTHCARE ITALY SRL
GAIA RIGHETTI (Un procuratore)



ELETTROMEDICALI

3M™ Cavi riutilizzabili per piastre paziente

Destinazione d'uso

I cavi riutilizzabili 3M consentono la connessione delle piastre monouso al generatore elettrochirurgico.
Per esclusivo uso professionale.

Caratteristiche tecniche

I cavi riutilizzabili 3M sono compatibili con tutte le piastre 3M.
La vasta gamma di cavi consente la connessione a tutti gli elettrobisturi comunemente utilizzati.
Il morsetto di connessione alla piastra è stato disegnato in modo da non compromettere l'adesione della piastra e da non creare traumi alla cute.
Il cavo ha un'elevata resistenza chimica che ne consente il lavaggio con detersivi per una perfetta pulizia.

Il prodotto non contiene né lattice di gomma, né gomma naturale lavorata.

I cavi presentano le seguenti caratteristiche:


- **Composizione:** conduttori in rame stagnato ricoperto da PVC trasparente di spessore 0,92 mm
- **numero conduttori elementari per cavo:** 34
- **diametro del singolo conduttore:** 0,41 +/- 0,003
- **sezione del singolo conduttore:** 0,029 mm² +/- 0,0005
- **diametro avvolgimento:** 1,8 mm
- **sezione totale cavo (compreso PVC):** 25,3 mm²

Caratteristiche fisiche

Frequenza	Resistenza Ω	Reattanza	Impedenza Ω	Angolo di fase
50 Hz	0,14	0,0	0,49	0,49
500 Hz	0,52	7,04	7,06	85,77
1500 Hz	0,97	21,84	21,86	87,46

Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo Regolamento (UE) 2017/745 Dispositivi Medici - Classe I - CND Z12010980

Codice Prodotto	Lungherza (m)	Scatola (n. pezzi)
21171 LE	5	1
21174 LE	5	1
21174 ABC/LE	5	1
21175 LE	5	1



Conformità a norme tecniche di prodotto

Gli adattatori riutilizzabili sono conformi alle seguenti norme:

EN 60601-1: Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali.

EN 60601-2-2: Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza - Tipo B.

Quando utilizzati con le Piastre Paziente 3M e secondo le istruzioni d'uso, sono compatibili con generatori ad alta frequenza con sistema CMQ che opera con massimo limite di impedenza (non superiore a 150 ohm) e limite differenziale (dinamico) di impedenza (non superiore del 40%).

Edizione 9 - Dicembre 2020

Documento riservato vietati uso improprio e diffusione, anche parziale, salvo espressa autorizzazione 3M.

ELETTROMEDICALI

Sterilità

I cavi per piastre paziente non sono sterili.

Confezionamento/Etichettatura

I cavi per piastre paziente sono confezionati singolarmente in buste in plastica.

Le singole buste sono confezionate in scatole di cartone.

Il materiale utilizzato per il confezionamento non contiene lattice di gomma naturale né suoi derivati.

Il confezionamento reca le informazioni e la simbologia in adempimento del Regolamento (UE) 2017/745 Dispositivi Medici.

Nella confezione di vendita è contenuto il foglio illustrativo, con sezione in lingua italiana, recante le istruzioni e le avvertenze per il corretto utilizzo del dispositivo.

Modalità di conservazione / Periodo di validità

Si consiglia di conservare il prodotto a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, da agenti inquinanti, ecc.

Il prodotto è utilizzabile fino a che mantenga inalterate le proprie caratteristiche di funzionalità ed efficacia.

Per la manutenzione e la pulizia dei cavi attenersi alle seguenti istruzioni:

- non immergere l'intero cavo in soluzioni
- pulire il cavo utilizzando una spugna imbevuta
- non usare sostanze abrasive per la pulizia
- gli ultrasuoni possono essere utilizzati solo per la pulizia del morsetto
- i cavi possono essere sterilizzati ad ossido di etilene
- non sterilizzare in autoclave
- accertarsi che il cavo sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo

Modalità d'uso / Avvertenze / Precauzioni

Prima di utilizzare il dispositivo, gli utilizzatori professionali sono invitati a leggere attentamente il foglio di istruzioni per l'uso contenuto nella confezione di vendita.

Aspetti ambientali

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Il materiale utilizzato per il confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

Fabbricante e principali certificazioni

3M Deutschland GmbH - Neuss - Germania, è il fabbricante in possesso dei seguenti certificati:

ISO 13485:2016 "Dispositivi Medici – sistemi gestione qualità"

3M Italia Srl, consociata italiana di 3M Health Care, è il distributore sul territorio nazionale ed è a sua volta certificata:

ISO 9001:2015 "Sistemi gestione qualità"

ISO 13485:2016 "Dispositivi Medici – sistemi gestione qualità"

ISO 14001:2015 "Sistemi gestione ambientale"

Per entrambe le posizioni richieste (Vs. richiesta PEC del 12.07.2024), offriamo:

ART.	DESCRIZIONE	€ CAD	PEZZI PER CARTONE	€ A CONF	IVA
21174LE	Cavo per connessione piastra 3M - elettrobisturi 21174LE	58.0000 EUR	1	58.0000 EUR	22%

Tot fornitura NR. 30 CAVI - € 1.740,00 EUR

% di sconto sul listino 1,4%

RDM: 2228580/R

CND Z12010980

21175LE	Cavo per connessione piastra 3M - elettrobisturi 21175LE	58.0000 EUR	1	58.0000 EUR	22%
---------	---	----------------	---	----------------	-----

Tot fornitura NR. 15 CAVI - € 870,00 EUR

% di sconto sul listino 1,4%

RDM: 2228582/R

CND Z12010980

3M HEALTHCARE ITALY SRL
GAIA RIGHETTI (Un procuratore)

