



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SAN PIO

BENEVENTO

**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**“SAN PIO” - BENEVENTO**  
**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**DEA di II Livello**

**AREA MANUTENTIVA E GESTIONE**  
**PATRIMONIO**  
**UOS Ingegneria Clinica**  
Tel 0824.57300 Fax 57270  
e-mail: [ingegneria.clinica@aornsanpio.it](mailto:ingegneria.clinica@aornsanpio.it)

Alla c.a. Dott.ssa Nicoletta Mercuri  
Provveditorato ed Economato  
SEDE

**OGGETTO: PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI N.4 POLTRONE DESTINATE ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. RUMMO DELL'A.O. SAN PIO DI BENEVENTO - RDO N. 4756725 FASC. PRIV 475/24 – VERIFICA CONFORMITÀ**

In riferimento all'oggetto, si è proceduto alla verifica di conformità ai requisiti tecnici minimi richiesti nella procedura per la fornitura di N. 4 poltrone da destinare alla U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. G. Rummo dell'A.O. San Pio di Benevento.

Le offerte pervenute risultano come da tabella che segue:

<i>FORNITORE</i>	<i>PRODUTTORE</i>	<i>MODELLO</i>
ETT S.R.L.	EDGE SRUGICAL SOLUTIONS	SEDIA OPERATORIA ORL EDGE E
FAVERO HEALTH PROJECTS	TECNODENT S.R.L.	LINDA EVO ENT
MF SURGICAL S.R.L.S.	MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L.	POLTRONA ORL OTOCONCEPT

Si procede con la verifica della rispondenza delle offerte tecniche con i requisiti tecnici di minima richiesti.

Dalla disamina della documentazione si riscontra che le offerte risultano come da tabella:

<i>FORNITORE</i>	<i>PRODUTTORE</i>	<i>MODELLO</i>	<i>ESITO</i>
ETT S.R.L.	EDGE SRUGICAL SOLUTIONS	SEDIA OPERATORIA ORL EDGE E	<b>CONFORME</b>
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A	TECNODENT S.R.L.	LINDA EVO ENT	<b>NON CONFORME</b>
MF SURGICAL S.R.L.S.	MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L.	POLTRONA ORL OTOCONCEPT	<b>NON CONFORME</b>

Il dettaglio della conformità tecnica è riportato nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2, relativi rispettivamente all'operatore economico FAVERO HEALTH PROJECTS e MF SURGICAL S.R.L.S.

La presente per il prosieguo della pratica.

Distinti saluti.

COLLABORATORE TECNICO  
UOS INGEGNERIA CLINICA

Ing. Clarissa De Feo

**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628  
[www.ao-sanpio.it](http://www.ao-sanpio.it) – [protocollo@pec.ao-sanpio.it](mailto:protocollo@pec.ao-sanpio.it)

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant'Alfonso Maria dei Liguori”  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

**ALLEGATO N. 1**

**Procedura per l'acquisto di n. 4 poltrone destinati all'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. Rummo dell'A.O. San Pio di Benevento.**

L'apparecchiatura deve possedere le seguenti caratteristiche di minima di seguito elencati.

Le caratteristiche sono da intendersi possedute dal sistema offerto nella sua interezza e indicative, pertanto, suscettibili di variazione in diminuzione ed in aumento del 10%.

**Operatore economico: FAVERO HEALTH PROJECTS SPA**

<b>A cura dell'Amministrazione</b>	
<i>Descrizione caratteristica minima che il dispositivo deve possedere</i>	
Poltrona in solida struttura metallica, completamente rivestita da ABS, di facile pulizia e sanificazione.	Dalla documentazione tecnica non si evince il rivestimento in ABS.
Completamente elettrica è dotata di almeno 3/4 motori silenziosi che movimentano singolarmente le sezioni di schienale, seduta e gambale oltre a salita e discesa. Tramite pulsantiera o pedale multifunzione l'Operatore può azionare la Poltrona ad altezze e inclinazioni desiderate, raggiungendo il corretto posizionamento del paziente durante la visita.	Dalla documentazione tecnica non si evince il numero di motori.
Sezioni tappezzeria resistenti all'abrasione, ignifugo e antibatterico di spessore superiore a 5 cm; di facile pulizia e sanificazione	Dalla documentazione tecnica non si evince il possesso del requisito "Sezioni


	tappezzeria resistenti all'abrasione, ignifugo e antibatterico di spessore superiore a 5 cm".
Poggiatesta anatomico-contenitivo, imbottito e articolato: regolabile in 3 direzioni (superiore, inferiore, frontale) con manopola di serraggio posteriore in materiale resistente e facile da disinfettare che lo fissa nella posizione desiderata rispetto al paziente.	CONFORME
Braccioli imbottiti e rivestiti con lo stesso tessuto della poltrona, di forma ergonomica per il massimo comfort del paziente. Essi si devono sollevare singolarmente, ma seguono meccanicamente i movimenti del sedile e dello schienale, allineandosi in orizzontale senza creare intralcio all'operatore durante l'attività. Entrambi i braccioli sono completamente rimovibili per agevolare l'ingresso del paziente o per rimuovere un eventuale ostacolo all'attività dell'operatore (soprattutto in posizione orizzontale, a lettino)	CONFORME
Poggia-gambe imbottito e sagomato, provvisto di poggiapiedi a ribaltina. Apertura manuale 0-90° e chiusura solidale al gambale. Portata max in spinta 80 Kg	CONFORME
La poltrona deve raggiungere un'altezza minima di 50 cm circa e una massima circa di 90 cm permettendo ai pazienti un accesso facile dal davanti o dal lato senza alcuna barriera	<b>NON CONFORME</b> : nella documentazione tecnica si dichiara una movimentazione da 57,5 a 90,5 cm.
Rotazione della poltrona di 350°. Una leva alla base della poltrona blocca e sblocca la rotazione nella posizione desiderata	CONFORME

Pedale Multifunzione con cavo (anche <i>WIRELESS</i> senza cavo), garantisce ergonomia di lavoro e funzionalità con un gran risparmio di tempo nel posizionare il paziente	CONFORME
Posizione di Trendelenburg con un'inclinazione di -20	CONFORME
Capacità di sollevamento fino a 200 kg circa	CONFORME

COLLABORATORE TECNICO

UOS INGEGNERIA CLINICA

Ing. Clarissa De Feo



**ALLEGATO N. 2**

**Procedura per l'acquisto di n. 4 poltrone destinati all'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. Rummo dell'A.O. San Pio di Benevento.**

L'apparecchiatura deve possedere le seguenti caratteristiche di minima di seguito elencati.

Le caratteristiche sono da intendersi possedute dal sistema offerto nella sua interezza e indicative, pertanto, suscettibili di variazione in diminuzione ed in aumento del 10%.

**Operatore economico: MF SURGICAL SRLS**

<b>A cura dell'Amministrazione</b>	
<i>Descrizione caratteristica minima che il dispositivo deve possedere</i>	
Poltrona in solida struttura metallica, completamente rivestita da ABS, di facile pulizia e sanificazione.	CONFORME
Completamente elettrica è dotata di almeno 3/4 motori silenziosi che movimentano singolarmente le sezioni di schienale, seduta e gambale oltre a salita e discesa. Tramite pulsantiera o pedale multifunzione l'Operatore può azionare la Poltrona ad altezze e inclinazioni desiderate, raggiungendo il corretto posizionamento del paziente durante la visita.	CONFORME
Sezioni tappezzeria resistenti all'abrasione, ignifugo e antibatterico di spessore superiore a 5 cm; di facile pulizia e sanificazione	Dalla documentazione tecnica non si evince la resistenza all'abrasione, ignifugo e spessore della tappezzeria.
Poggiatesta anatomico-contenitivo, imbottito e articolato: regolabile in 3 direzioni (superiore, inferiore, frontale) con manopola di serraggio	CONFORME



posteriore in materiale resistente e facile da disinfettare che lo fissa nella posizione desiderata rispetto al paziente.	
Braccioli imbottiti e rivestiti con lo stesso tessuto della poltrona, di forma ergonomica per il massimo comfort del paziente. Essi si devono sollevare singolarmente, ma seguono meccanicamente i movimenti del sedile e dello schienale, allineandosi in orizzontale senza creare intralcio all'operatore durante l'attività. Entrambi i braccioli sono completamente rimovibili per agevolare l'ingresso del paziente o per rimuovere un eventuale ostacolo all'attività dell'operatore (soprattutto in posizione orizzontale, a lettino)	CONFORME
Poggia-gambe imbottito e sagomato, provvisto di poggiapiedi a ribaltina. Apertura manuale 0-90° e chiusura solidale al gambale. Portata max in spinta 80 Kg	CONFORME
La poltrona deve raggiungere un'altezza minima di 50 cm circa e una massima circa di 90 cm permettendo ai pazienti un accesso facile dal davanti o dal lato senza alcuna barriera	<b>NON CONFORME</b> : nella documentazione tecnica si dichiara una movimentazione da 58 a 90 cm.
Rotazione della poltrona di 350°. Una leva alla base della poltrona blocca e sblocca la rotazione nella posizione desiderata	CONFORME
Pedale Multifunzione con cavo (anche <i>WIRELESS senza cavo</i> ) , garantisce ergonomia di lavoro e funzionalità con un gran risparmio di tempo nel posizionare il paziente	CONFORME
Posizione di Trendelenburg con un'inclinazione di -20	CONFORME
Capacità di sollevamento fino a 200 kg circa	CONFORME

COLLABORATORE TECNICO  
UOS INGEGNERIA CLINICA

Ing. Clarissa De Feo

2 di 2