

**CUFFIE PRECABLATE (8) +  
CAVI PRECABLATI (2)**

Materiale di consumo per apparecchiatura già in dotazione

Nella specifica le cuffie sono da richiedersi nelle seguenti misure:

- cuffia blu - adulto (21 elettrodi) media (circonferenza cranica 55-60 cm.) n. 2
- cuffia gialla - adulto (21 elettrodi) media (circonferenza cranica 45 - 50 cm.) n. 2
- cuffia rossa - adulto (21 elettrodi) grande (circonferenza cranica 50 - 55 cm.) n. 2
- cuffia verde - adulto (21 elettrodi) piccola (circonferenza cranica 40 - 45 cm.) n. 2
- cuffia azzurro - bambino (21 elettrodi) grande (circonferenza cranica 35 - 40 cm.) n. 1
- cuffia rosa - neonato (9 elettrodi) grande (circonferenza cranica 30 - 35 cm.) n. 1
- cuffia marrone - neonato (21 elettrodi) grande (circonferenza cranica 25 - 30 cm.) n. 1

n. 2 cavi precablati dedicati alle suddette cuffie che presentino attacco per testina EBNEURO (connettori "femmina di sicurezza" o Touch Proof) n. 2

Sono da associarsi al Kit cinture toraciche, a varia misura, per aggancio cuffie

