

ALL. 2)

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"
BENEVENTO
U.O. GINECOLOGIA E OSTETRICIA
RESPONSABILE DOTT. LUCIANO PINO**

Alla U.O.C.
SERVIZIO FARMACIA
c.a Dott.ssa Velardi
E p.c. PATRIMONIO ED ECONOMATO
c.a Dott.ssa Nicoletta Mercuri

Benevento ~~10.03~~ 11.03.2025

Oggetto: richiesta di acquisto di gel sterile antiaderenziale non di origine animale intrauterino e gel antiaderenziale non di origine animale per cavità addominopelvica

Si richiede per le nostre sale operatorie l'acquisto di Gel sterile antiaderenziale composto da reticolati di molecole di acido ialuronico, da utilizzare come barriera riassorbibile antiaderenziale per prevenire o ridurre la formazione di aderenze post operatorie nella regione intrauterina per pazienti sottoposti a interventi isteroscopici e in interventi chirurgici addominali e pelvici.

Di seguito si riporta il fabbisogno annuo:

- N. 150 pz. gel antiaderenziale intrauterino in siringa da 5cc e cannula di inserimento
- N. 150 pz. gel antiaderenziale per cavità addominopelvica in siringa da 10cc e cannula di inserimento

ALL. b)

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"
BENEVENTO
U.O. GINECOLOGIA E OSTETRICIA
RESPONSABILE DOTT. LUCIANO PINO**

Alla U.O.C.
SERVIZIO FARMACIA
c.a Dott.ssa Velardi
E.p.c. PATRIMONIO ED ECONOMATO
c.a Dott.ssa Nicoletta Mercuri

Benevento 24.02.2025

Oggetto: richiesta di acquisto di n. 60 sistemi composti da: sacchetto per morcellazione sterile monouso e guaina di protezione per ottica.

Si richiede l'acquisto di un sistema composto da un sacchetto espandibile a doppio accesso in poliuretano, comprensivo di una guaina di protezione per l'ottica, da utilizzare durante le tecniche di chirurgia laparoscopica ginecologica, specie in ambito oncologico, nelle procedure di isterectomia e miomectomia.

Questo device consente di continuare ad eseguire la procedura per via laparoscopica, in tutta sicurezza, inglobando il processo di morcellazione all'interno di una sacca di protezione, il tutto sotto diretto controllo visivo.

Si riportano di seguito le relative caratteristiche del sistema.

Sacchetto per morcellazione:

- Volume : 2,5 litri
- Diametro interno grande apertura : 160mm
- Diametro interno piccolo apertura : 16mm
- Accesso principale con aperture metallica auto espandibile al rilascio in addome
- Secondo accesso per l'ottica facilmente reperibile mediante sutura di repere color verde
- Presenza di bande colorate sulle pareti del sacchetto necessari per un corretto posizionamento dello stesso in cavità addominale
- guaina di protezione per ottica da 30° e 0°